as human, for human
PARAMOUNT BED






KF-1900

Mesa Puente

Vista General




-Fácil ajuste de altura por pistón de gas.

-Borde ligeramente elevado para evitar derrame de líquidos.

Especificaciones

Modelo No.		KF-1900
Longitud Total		907mm
Ancho Total		445mm
Medida de la Mesa		907 x 400 (mm)
Altura Total		745 a 1,130mm
Peso del producto		Aprox. 15kg
Material	Mesa	madera contrachapada con cubierta de melamina con borde redondeado de resina sintética
	Borde de la mesa	Resina de Poliuretano
	Columna	Aluminio
	Base	Acero y Polipropileno
Carga de Trabajo Segura		30kg
Ruedas		dobles de 30mm dia. y 40mm dia.



PARAMOUNT BED MÉXICO S. A. DE C.V.
Paseo de la Reforma 243 piso 10 Int. 3
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, CDMX, 06500
www.paramountbed.com.mx

Este documento es PROPIEDAD EXCLUSIVA de Paramount Bed. Se prohíbe su transmisión, redistribución o reproducción en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, mediante fotocopias, grabaciones o de cualquier otra manera, sin el previo consentimiento por escrito de Paramount Bed.

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Es posible que todas las imágenes del producto, sus componentes y accesorios no reflejen el producto final.
Las imágenes pueden reflejar equipos opcionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Toda la información presentada en este documento se basa en los datos actuales o los objetivos de diseño disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso. Algunos equipos y / o características pueden no estar disponibles.
Los resultados reales del rendimiento y otras especificaciones pueden diferir o variar con los modelos de producción.y puede depender de modelos y / o accesorios seleccionados.

F192-4174-SP01
Fecha de Actualización
[24/10/2024]