as human, for human
PARAMOUNT BED






Bacinete Rodable GCU


manteniéndonos
cerca a tu lado

El bacinete rodable para GCU es la herramienta ideal de recuperación para el ser querido, con su diseño orgánico inspirado en las hojas de la naturaleza.




Diseñado para la unión familiar

El amplio espacio alrededor del área de los pies del bacinete reduce la distancia entre los miembros de la familia y el bebé, acercándolos.



Gancho para Cables

El cable puede facilitar el flujo de tubos y cables de drenaje, e impide que tengan contacto con el suelo.




Ruedas con ajuste de ángulo de altura e inclinación y reducción de ruido

La altura del bacinete se puede ajustar (de 810 a 1060 mm) para permitir un fácil transporte y cambio de pañales.

El ángulo de inclinación se puede ajustar (de 0 a 6 grados) mediante una palanca de pistón de gas a la posición deseada para un fácil manejo y un movimiento suave (disponible en ambos modelos).


Rotación suave de 100 mm de diámetro. Las ruedas con topes en cada esquina proporcionan un movimiento silencioso.



Accesorios Adicionales



CUBIERTA DE SOMBRA



SUB-TABLA



Especificaciones

Largo total	862mm
Ancho total	530mm
Altura total	810 a 1,060mm
Rueda	100 mm de diá., ruedas dobles con sistema de bloqueo individual
Carga de trabajo segura*	13kgf
Angulo de inclinación	0° a 6°
Dimensión del colchón	660 x 325 x 40 (mm)
Material del colchón	Relleno: Espuma de uretano, Funda: Poliéster

*La carga total del peso del usuario y elementos incidentales, incluido el colchón y las opciones.

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.