COMEN Compartir con el mundo

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Dirección: No. 2 of FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,
Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P. R. China
Tel.: +86-755-2640 8879 400-700-9488 Fax: +86-755-2643 1232
Sitio web: en.comen.com C/e: info@szcomen.com

P/N: ES-Serie CVL-4P-20210716-V1.1

COMEN



Serie CVL Videolaringoscopio

Pantalla HD

La pantalla de 3" es de alta resolución (hasta 640 x 480).

Rotación libre

La pantalla puede girar 270° en horizontal y 180° en vertical para adaptarse a diferentes ángulos de uso.



Diseño ergonómico

La hoja posee un diseño ergonómico y una curvatura especial para adaptarse fácilmente a diferentes vías respiratorias.

Visión excelente

La serie CVL está equipada con una cámara HD CMOS que proporciona una alta resolución, hasta 1 megapíxel. Tratamiento antivaho que proporciona una visión nítida en cualquier ángulo.



Flexibilidad

La serie CVL puede proporcionar dos tipos de videolaringoscopio, según las características de las vías respiratorias, para cubrir las diferentes necesidades clínicas de los pacientes.



Hojas especiales que se adaptan perfectamente a los niños:

Las vías respiratorias de los niños son diferentes a las de los adultos. La CVL-2, diseñada específicamente con una curvatura y una longitud pensadas para niños, ayuda a gestionar las vías respiratorias de los pacientes pediátricos de una manera fácil y segura gracias a nuestras hojas desechables.

Hojas únicas para adultos:

La CVL-3 se ha diseñado para pacientes adultos con vías respiratorias difíciles. Nuestro diseño único se centra principalmente en el ángulo de la cámara, que garantiza a los médicos una visión sin obstáculos durante la intubación y reduce el riesgo de complicaciones.