STERIS

MESA QUIRÚRGICA STERIS

AMSCO 3085 SP (CPO)



RENOVACIÓN CERTIFICADA, CALIDAD Y CONFIABILIDAD

El **programa exclusivo de renovación de equipos STERIS CPO (Certified Pre-Owned)** incluye inspecciones a través de su riguroso **Proceso de Certificación de 42 Puntos,** para garantizar la calidad de las mesas quirúrgicas y el cumplimiento de los estándares del fabricante de equipos originales (OEM).

Las mesas quirúrgicas STERIS renovadas / remanufacturadas son revisadas minuciosamente con una serie de inspecciones exhaustivas en cada uno de los 42 puntos del proceso de certificación, organizados en 07 grupos críticos:

- Funcionalidad inicial
- Inspecciones visuales
- Inspecciones de diagnóstico
- Inspección de la fuente de energía
- Inspecciones internas
- Inspecciones de carga
- Inspecciones finales



02 AÑOS DE GARANTÍA

PRECIOS EXCLUSIVOS

DISPONIBILIDAD INMEDIATA*



120 V:

SKU:
CP-STE3085SP

240 V:

SKU:
CPLASTE3085SP

ESPECIFICACIONES	STERIS AMSCO 3085 SP
Longitud de la mesa quirúrgica	1.930 mm
Ancho de la mesa quirúrgica	510 mm
Rango de altura	686 - 1.118 mm
Capacidad de carga (centrada)	454 kg
Capacidad de carga (articulada)	227 kg
Trendelenburg / Inverso	25° / 25°
Tilt lateral (I / D)	18° / 18°
Sección de la cabeza	+90° / -90°
Sección de la espalda	+55° / -25°
Sección de las piernas	+80° / -105°
Flex / Reflex	20° / 25°
Elevador de riñón	100 mm (manual)
Control principal y de emergencia	Sí
Orientación inversa	Sí
Función de auto nivel	Sí

rev00_set/21

***CONSULTE LAS CONDICIONES COMPLETAS CON SU REPRESENTANTE STERIS.**

STERIS Latin America
Avenida Bem Te Vi, 77, 3° piso, Moema
São Paulo - BRASIL
www.sterislatam.com

STERIS