as human, for human
PARAMOUNT BED

BURÓ



Serie: EF-500

Modelo: EF-570

Descripción:
Buró de uso hospitalario rodable para almacenamiento de pertenencias del paciente y preparación de medicamento

Dimensiones y movimientos:	
Ancho total:	44.9cm
Largo total:	46.3cm
Altura:	78.2cm
Material:	Cuerpo: Acero con cubierto de pintura en polvo
	Mesa, Parte superior de gabinete y cajón: plástico ABS
Ruedas	Dobles de 40mm de diámetro.
Carga de trabajo segura:	30 kg sobre cubierta superior

Características:
Tabla extraíble desmontable (grosor de 2.5cm), con soporte de carga de 3kg
Cajón desmontable (37x8x 7cm) con soporte de carga de 3kg
Entrepaño ajustable a dos niveles, con soporte de carga de 12kg
Base inferior interna con soporte de carga de 30kg
Toallero en laterales
Borde elevado y redondeado, los colores de esta sección de arriba son color roble medio, marfil

Certificados:
ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001
País de Origen:
China

Fecha de actualización
[20/10/2025]

Este documento es PROPIEDAD EXCLUSIVA de Paramount Bed. Se prohíbe su transmisión, redistribución o reproducción en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, mediante fotocopias, grabaciones o de cualquier otra manera, sin el previo consentimiento por escrito de Paramount Bed

Este documento contiene información privilegiada y confidencial que constituye un secreto industrial para la empresa al incluir información que puede constituir una ventaja comercial y competitiva conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Está estrictamente prohibida su divulgación, distribución o reproducción, total o parcial, en cualquier forma o por cualquier medio, sin la autorización expresa y por escrito de Paramount Bed. El acceso a este documento es de uso restringido y está limitado exclusivamente a las personas a quienes se les ha otorgado permiso explícito por parte de la empresa. La violación de estos términos puede resultar en acciones legales y sanciones conforme a la ley aplicable.

PARAMOUNT BED MÉXICO S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur 664, Piso 2, Interior A, Col. del Valle Centro, Alcaldía Benito Juarez, C.P. 03100 , Ciudad de México, Tel: +52 (55) 8310 1002