
CM1200B
Electrocardiógrafo


Características

- Pantalla LED de 5,6 pulgadas
- Indicación del estado de las derivaciones
- Diseño del teclado simple y claro, soporte de luz de fondo
- Memoria interna de 300 registros de ECG, la tarjeta SD integrada (opcional) puede guardar 40000 casos
- Filtro digital de alta precisión (filtro EMG, filtro AC, filtro de variación, filtro de paso bajo)
- Revisión e impresión de formas de onda del ECG de 120 segundos
- Soporta papel enrollado de 210mm, plegado en Z
- Puerto USB para conexión de impresora externa y transmisión de datos
- Sistema de gestión PC-ECG
- Modo de trabajo: Automático, manual, rítmico

Interfaz



Interfaz del mapa del estado de las derivaciones



Interfaz de configuración general




Interfaz de entrada de información del paciente



Interfaz de configuración de impresión

Varios modos de impresión



Modo de impresión: 12X1, 6X2+1R, 3X4+1R

CE 1639

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Dirección: Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A &Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106,P.R. China

Tel:+86-755-2640 8879 Fax:+86-755-2643 1232 Sitio web: en.comen.com Correo electrónico: info@szcomen.com

P/N：ES-CM1200B-4P-20200302-V1.3

COMEN



CM1200B
Electrocardiógrafo



CM1200B

Electrocardiógrafo



Manija oculta




Teclado alfanumérico;
luz de fondo para el botón



Memoria de 300 registros de ECG;
USB para transmisión de datos;
sistema de gestión PC-ECG

Informe profesional claro



12X1 + plantilla promedio

