Electrocardiógrafo H3

Pantalla:

Pantalla táctil LCD de 6,2″ (resolución: 600 × 480)

Formato de pantalla 3 × 4 y 6 × 2, visualización de formas de onda de 12 derivaciones, de manera simultánea;

Sensor de brillo inteligente para el ajuste automático del brillo de la pantalla



COMEN

Registro e impresión de datos

- Papel en rollo de 80mm. × 20 m. o papel en pliegue en Z
- Impresora térmica integrada / Opcional: impresora externa
- Formato de registro:
- Impresora integrada: 3 × 4,3 × 4+1R
- Impresora externa: 3 × 4, 3 × 4+1R, 3 × 4+3R, 6 × 2, 6 × 2+1R, 12 × 1, 12 × 1+T
- 10.000 registros integrados de ECG con forma de imagen binaria
- Puede conectarse con servidor FTP para control remoto de los datos del paciente
- Puede conectarse con software de gestión ECG con base en la PC
- Transferencia de datos USB ilimitada.
- Modo de registro
  a) Impresión por defecto: en modo automático, se imprime la forma de onda de ECG.
  b) Impresión manual de una tecla: Al presionar «imprimir» nuevamente, el informe del ritmo de las derivaciones se imprime de forma manual después del informe completo de información por defecto;
  c) Impresión que puede ampliarse: En el caso de que se origine arritmia, el informe del ritmo de las derivaciones se imprime automáticamente después del informe completo de información por defecto.

- Visualización de la derivación de ritmo de 1/3 canal
- Soporta muestreo y muestreo previo en tiempo real
- Soporta muestreo sincrónico y muestreo secuencial
- Revisión de ECG, revisión de formas de onda de 600 segundos e impresión de cualquiera de 12 derivaciones dentro de 10 segundos



- Función automática de espera y activación/desactivación de intervalos
- Batería de litio
- Escáner conectable
- Pantalla táctil inteligente con deslizamiento y función de multi-dedos
- Función de búsqueda inteligente por nombre e ID confuso

CE 1639

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

P/N：ES-H3-2P-20200811-V1.0

Dirección: No.2 of FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming Sub-district, Guangming District, Shenzhen, 518106, P.R.China
Tel.: +86-755-2640 8879 400-700-9488 Fax:+86-755-2643 1232 Sitio web: en.comen.com Correo electrónico: info@szcomen.com