La búsqueda de la seguridad a través de la infusión

- **Sensores de presión dinámica (DPS)**
  Visualización en tiempo real de los cambios de presión en la tubería, los cuidadores pueden predecir el riesgo mediante la alarma temprana de obstrucción para asegurar la seguridad de la inyección del fármaco.
- **Liberación automática de presión (no en embolada)**
  Cuando la tubería se bloquea y suenan las alarmas, la presión en la tubería se libera automáticamente para evitar la inyección intravenosa inesperada hacia el paciente.





La interconexión empondera la imaginación

Soporta conectividad cableada / WiFi para satisfacer la transmisión estable para la información clínica.
Acceso al sistema de estación de trabajo de infusión MX8900.
Acceso a HIS/CIS/EMR a través del protocolo HL7.

M800

Bomba de jeringa

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
Dirección: Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A &Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106,P.R. China
Tel:+86-755-2640 8879 Fax:+86-755-2643 1232 Sitio web: en.comen.com Correo electrónico: info@szcomen.com

P/N：ES-M800-4P-20211026-V1.1

Diseño elaborativo, usabilidad mejorada

La artesanía IML más nueva no hace grietas entre el panel de la pantalla y la cubireta para evitar el ingreso de líquidos..



Artesanía excepcional

Emparejamiento continuo entre las partes, una protección más alta contra el ingreso de líquido

Sistema de atenuación automática

Asegura el brillo apropiado de la pantalla todo el tiempo

Pantalla táctil de 3,5 pulgadas

Aporta experiencia fluida al usuario

Identificación automática de jeringas

Soporta jeringas de 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml / 60 ml.

Combinación más fuerte, transporte flexible

Más pequeño, más liviano y con diseño especial del mango para varias demandas de transporte

El diseño modular y de plug and play aporta la mayor flexibilidad de combinación para varios escenarios de infusión.





Inyección precisa

Motor de alto rendimiento y CPU, aseguran la precisión de infusión y la estabilidad del flujo a largo plazo.



Modos múltiples de inyección

- La M800 fue diseñada para satisfacer perfectamente las necesidades de los pacientes que requieren micro inyecciones de una amplia variedad de fármacos. M800 aliviaría la carga de trabajo de los cuidadores con hasta 9 modos de inyección únicos para elegir.





Intelli.™ Plan

- Comen M800 viene con una biblioteca integrada de medicamentos que puede almacenar hasta 5.000 fármacos para brindar a los cuidadores flexibilidad de personalizar los parámetros de medicamentos para su uso en diferentes planes de tratamiento.
- Los planes de tratamiento que se utilizan con frecuencia se pueden guardar para un uso futuro en una variedad de situaciones clínicas. Con tan solo unos pocos tecleos, M800 cargará automáticamente los parámetros de infusión guardados previamente con base en el plan de tratamiento, lo que incrementa la eficiencia laboral a la vez que otorga a los cuidadores la conveniencia y facilidad que siempre necesitan.



